

CardioSecur Active

Mehr Sicherheit für Ihr Herz
Ihr mobiles EKG immer und überall



Made
in
Germany

Herz-Check bei Beschwerden

Ihr perfekter Begleiter zur Unterstützung Ihrer Herzgesundheit, zur Aufklärung wiederkehrender Symptome und zur regelmäßigen Kontrolle bei einer bereits bekannten Diagnose. Die einzigartige 360°-EKG-Technik von CardioSecur analysiert alle wichtigen Parameter Ihres Herzens: **Frequenz**, **Rhythmus** und **Durchblutung**.



Unabhängig

Jederzeit und überall
ein EKG aufzeichnen



Intuitiv

Einfache Bedienung
per App



Umfassend

Fundierte Diagnose
durch 15-Kanal EKG



Sicher

Gewissheit, ob ein Arzt-
besuch notwendig ist

So wird Ihr Smartphone in 3 Schritten zum EKG:

1



Kabel anlegen
EKG-Messung starten

2



Handlungsempfehlung
nach 20 Sek. erhalten

3



Optional: EKG
zu Ihrem Arzt hochladen

Wissen was zu tun ist

Nach **20 Sekunden** erhalten Sie eine von 3 Handlungsempfehlungen auf Basis des personalisierten EKG-Vergleiches. Dadurch wissen Sie sofort, ob Sie medizinische Hilfe benötigen, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Sie behalten Ihr Herz immer im Blick – auch ohne Internetverbindung.




Keine EKG-Veränderungen



Geringe EKG-Veränderungen



Erhebliche EKG-Veränderungen



Ihr persönlicher EKG-Bericht



„Mit den Berichten von CardioSecur erhalte ich alle EKG-Informationen, die ich für die Diagnose und Therapie meiner Patienten benötige. Ich kann die EKGs jederzeit einsehen, ohne dass der Patient immer zu mir in die Praxis kommen muss.“

Prof. Dr. med. Herbert Schuster

Flexibel und günstig

Um Ihnen alle Services immer in bester Qualität dauerhaft gewährleisten zu können, bieten wir Ihnen ein attraktives und monatlich kündbares Lizenzmodell.

Dieses beinhaltet die innovative CardioSecur-Technik, regelmäßige Software-Updates, qualitativ hochwertige EKG-Algorithmen, die dauerhafte Nutzung der integrierten Medizin-Produkteplattform sowie die regelmäßige Zusendung von Verbrauchselektroden.

CardioSecur erhalten Sie für nur:

9,95 € monatlich

+ 99,00 € einmalig
(monatlich kündbar)

CardioSecur beinhaltet:

- ✓ Ihr persönliches EKG-Kabel
- ✓ Unbegrenzte EKG Messungen
- ✓ Regelmäßige Elektroden Ausstattung
- ✓ Verbindung mit Ihrem Arzt
- ✓ Exportierbarer EKG-Bericht

Technische Details

- EKG-System: Bipolar, Messung von 3 Kanälen
- Aufzeichnung: 15-Kanal-EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6, V7-V9)
- Messdauer: 10 Sekunden
- EKG-Speicher: 1.000 EKG-Aufzeichnungen/1 GB
- Pulsfrequenz: 18 bis 256 Schläge pro Minute
- Bandbreite: 0,05 bis 40 Hz
- Abtastrate: 250 Hz / 500 Hz
- Optimiert für das iPhone und ausgewählte Android Smartphones

Umfassende Datensicherheit

Als zugelassenes Medizinprodukt werden die höchsten Datenschutzerfordernisse der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) an CardioSecur gestellt. Die Einhaltung der EU-DSGVO wird uns in regelmäßigen Audits durch einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten bestätigt.



Wie CardioSecur anderen geholfen hat



Klarheit über Symptome

„Ohne CardioSecur hätte ich immer noch keine Diagnose.“

Carina, 61



Rhythmusstörungen erfassen

„Bevor ich CardioSecur hatte konnte ich dem Kardiologen mein Herzstolpern nie beweisen!“

Herr M., 73



Herzschäden vermeiden

„Zum Glück hatte ich CardioSecur dabei. So wußte ich, dass sofortige Hilfe notwendig war.“

Dr. Otto, 62



Risiko kontrollieren

„Wir wollten eine Möglichkeit haben unsere Herzen zu prüfen wann immer wir möchten.“

Eheleute, 60

CardioSecur

Knows Your Heart



CardioSecur ist eine Innovation der Personal MedSystems GmbH.
ISO 13485 Zertifizierung durch den TÜV SÜD.



Personal MedSystems GmbH
Wilhelm-Leuschner-Straße 41
60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 9072013 0
info@cardiosecur.com

Erhältlich unter:
www.cardiosecur.com

Die CardioSecur Active App ist im
App Store und bei Google Play erhältlich:



CardioSecur Active